

世界の足病医が勧める フォームソティックス



世界的に実績の
ある矯正インソール



熟成形可能な
インソール



業界最軽量級の
圧倒的な軽さ



特殊素材で
振動吸収



アウトソールの
柔軟性を維持



滑りにくい
表面素材

PRODUCT

商品紹介

Run Dual[Red]

ラン・デュアル(レッド)

- ・矯正力
 - ・振動吸収性
 - ・形成効果
- に特化したベストセラーモデル



Run Dual[Green]

ラン・デュアル(グリーン)

- ・矯正力
 - ・振動吸収性
 - ・形成効果
- に特化したベストセラーモデル



Run Single

ラン・シングル

- ・薄い
- ・軽い
- ・足裏と地面との接触感度の高いインソール



Run ShockStop

ラン・ショックストップ

他モデルとは異なる特殊素材を使用し、振動吸収性の最も高いモデル。足裏に痛みを感じていて走ることの出来ないランナーにお勧め。



その他競技別取扱インソール



ランニング用



ウィンター
スポーツ用



フットボール・
ラグビー用



ゴルフ用



ウォーキング・
ハイキング用



ラケット
スポーツ用



サイクリング用

足元から走りを変える新感覚インソール

formthoticsTM sport

「走り」は変わる。

formthoticsTM
sport

以下、どれか一つでも当てはまった場合、
フォームソティックスを
お試し頂く価値があります。

- 既にインソールを使用している
- ケガの予防策を常に考えている
- 長距離を走ると脚の痛みがある
- 自己ベストを目指し練習に励んでいる
- 痛みのない快適なランニングをしたい

足の諸症状にお悩みの方にも。

01

ランナー膝
腸脛靭帯炎

膝の外側の痛み

02

足底筋(腱)膜炎

足の裏の痛み

03

シンスプリント
脛骨疲労性骨膜炎

すねの内側や
外側の痛み

04

アキレス腱炎
鷲足炎

膝の下部内側の痛み

05

モートン病

足指の付け根の痛み

06

外反母趾
内反小趾

足の指の
変形による痛み

07

マメ・たこ・魚の目

擦れ、圧迫、
当たり等による症状

08

坐骨神経痛
脊柱管狭窄症

慢性的な腰の痛み

formthoticsTM
sport

RUN MORE!

フォームソティックスが選ばれる6つの理由

ニュージーランド・トップシェアのサポート性能とクッション性能をぜひあなたにも。

理由01 世界的に実績のある矯正インソール



各国の足病医が治療の為に処方しているインソールブランドであるフォームソティックスはケガ予防、改善効果が違います。また、足の骨配列が正常なランナーはケガの発生率に違いがあります。

理由02 走りながら成形可能なカスタムインソール



「体温」「体重」「屈伸圧力」により走るのに最適な各ランナーにあった足底形成をします。フォームソティックスインソールは走りながらの成形をお勧めしております。熱成形マシン、ドライヤー等での成形も可能です。

理由03 機能性を兼ね備えた圧倒的な軽さ



インソールで重くなってしまうことは非常に残念な事です。Run Dualでは19gという圧倒的な軽さを実現しております。

A社 標準インソール	22g
B社 代表インソール	44g
C社 代表インソール	60g

(2017年9月現在)

理由04 先端素材で高い振動吸収性を実現



フォームソティックスはパフォーマンスと快適さの二つの要求に応える先端素材、Formax™を使用。筋肉、関節、腱に与える衝撃を最小限に抑える効果が見込めます。

理由05 アウトソールの柔軟性を損なわない柔らかさ

インソールが硬いと人間工学に基づき走りや科学して作ったシューズメーカーの意図とは違ったシューズとなります。フォームソティックスなら高い柔軟性を持った素材を使用しているのでアウトソールの柔軟性を損ないません。



理由06 滑り難い表面素材で足ズレを解消

フォームソティックスではインソール素材に様々なランニングソックスでも使っても滑りにくい素材を採用しております。

シューズ内での爪トラブル防止に

原因は1つとはされていないランナーの爪トラブルの抑制方法の1つです。



あなた専用のFormthoticsの作り方

●家庭用ヘアドライヤーを使った方法

- 1 今現在シューズに入っているインソールを取り除きます。
- 2 正しいサイズとモデルを選んでください。
取り除いたインソールを重ねあわせFormthoticsを正しいサイズに切り取っても結構です。
- 3 Formthoticsをシューズに入れます。
シューズに入れにくい場合は、図のようにV型に少し折り曲げて入れましょう。
- 4 ドライヤーで温めます。
左右のシューズに対して、交互に30秒ずつ温めていきます。
- 5 まっすぐ足を入れ、靴紐を締めます。
Formthoticsはとて熱くなっていますので、靴下を履いてから足を入れることをおすすめします。
- 6 正しい位置と形にFormthoticsを成形。
足は肩幅に広げ、図のような状態で1分待ちます。これで、あなた専用のカスタムフィットFormthoticsの出来上がりです。

詳しくはwww.Formthotics.com/technology (英語サイト)をご覧ください。

フォームソティックスよくあるご質問

Q&A

Q. 他社のインソールと何が違うのでしょうか？

A. 「矯正力」「軽さ」「形成効果」の3点です。硬質素材を使わず独自開発の削り出し製法によりランニングに必要な上記3点をバランス良く設計することができました。

Q. どのくらい耐久性がありますか？

A. メーカーが示している耐用年数は約1年ですが、個人差があり使用頻度・用途によって異なります。ランニング距離として600km~1000kmが目安となっています。

Q. サイズは何を基準に選べば良いですか？

A. シューズに記載されているサイズと同サイズのものをお選びください。大きい場合はシューズインソールをあてがい先端部のみカットしてご使用ください。

Q. 使用上の注意点はありますか？

A. 必ず一週間は慣らし期間とし、いきなり激しいスポーツで使用することは控えてください。アライメント矯正をすることで初めは違和感があるかもしれませんが形成効果により徐々に馴染んでいきます。

Q. 洗うことはできますか？

A. できます。少量の中性洗剤と水、もしくはぬるま湯を使用してください。形成効果のある素材を使っている事から熱湯を使用すると形成が戻ってしまいます。

Q. 扁平足ですがアーチサポートで痛みませんか？

A. フォームソティックスは扁平足改善に効果を発揮します。アライメント矯正することによりアーチ機能から熱湯を使用すると形成が戻ってしまいます。

Q. 専門店での熱形成の方が良いのでしょうか？

A. フォームソティックスは新品をシューズに入れて体温、体重、運動効果により熱形成されるように設計されています。お急ぎの場合は右上の手順により形成も可能です。